

Anticorpo Policlonal Anti-AcsL5 Para Wb E Elisa - Q9ULc5

Número do item: CM0017116

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ACSL5 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta ACSL5 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51703
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-739 do ACSL5 humano (NP_057318.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULC5
Peso Proteico	76kDa
Envio	Em saco de gelo