

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acsl5 Para Wb, Elisa - Q9ULc5

Número do item: CM0013341

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ACSL5 de alta qualidade, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar o metabolismo de ácidos graxos e a síntese lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra ACSL5
Observações/Alia(s)	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	51703
GeneID	51703
Imunógeno	Proteína recombinante (aminoácidos 500-739 da ACSL5 humana)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULC5
Peso da Proteína	76 kDa
Envio	Bolsa de gelo