

Anticorpo Policlonal Anti-Acsl6 Para Wb, Elisa - Q9Uku0

Número do item: CM0027059

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACSL6 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta proteínas expressas endogenamente em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos do metabolismo de ácidos graxos de cadeia longa e síntese de lipídios cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSL6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACS2; FACL6; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23305
GeneID	23305
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 383-622 do ACSL6 humano (NP_001192180.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKU0
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo