


Anticorpo Policlonal Anti-Acsm2A Para Wb, Elisa - Q08Ah3

Número do item: CM0014125



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ACSM2A humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de ácidos graxos mitocondriais e ativação de xenobióticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSM2A pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	123876
GeneID	123876
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 418-577 do ACSM2A humano (NP_001295101.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08AH3
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo