

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acsm3 Para Wb, Elisa - Q53Fz2

Número do item: CM0019788

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ACSM3 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Útil para pesquisas de metabolismo de ácidos graxos e estudos mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSM3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SA; SAH; ACSM3
Espécie	Humano
ID do Gene	6296
Imunógeno	peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q53FZ2
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo