

Anticorpo Policlonal Anti-Acsm5 Para Wb, Elisa - Q6Nun0

Número do item: CM0020966

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ACSM5 humano (MACS3), validado para WB e ELISA. Ideal para estudar o metabolismo de ácidos graxos, o acúmulo de lipídios e a função mitocondrial em tecidos renais e hepáticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSM5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Acsm5; ACSM5; MACS3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54988
ID do Gene	54988
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 27-130 do ACSM5 humano (NP_001311300.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6NUN0
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco com gelo