


## Anticorpo Policlonais Anti-Acss1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nub1

Número do item: CM0013785



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACSS1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta ACSS1 humano, de camundongo e de rato. Para pesquisa sobre metabolismo de acetil-CoA, cetogênese e mitocôndrias. Ideal para estudos de utilização de acetato, metabolismo de ácidos graxos de cadeia curta e termogênese.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ACSS1 pAb de coelho                                                                                                        |
| Observações/Alias   | ACAS2L; ACECS1; AceCS2L; ACSS1                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 84532                                                                                                                      |
| GeneID              | 84532                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-689 da ACSS1 humana (NP_115890.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q9NUB1                                                                                                                     |
| Peso Molecular      | 75kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |