

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Acss2 Para Wb, Elisa - Q9Nr19

Número do item: CM0002631

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado contra ACSS2 humano (acetil-CoA sintetase 2) para aplicações em WB e ELISA. Detecta ACSS2 de rato e camundongo. Ideal para estudos de regulação metabólica, autofagia e epigenética do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSS2 Anticorpo Monoclonal Coelho (mAb)
Observações/Apêndice	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dJ1161H23.1; ACSS2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	55902
ID do Gene	55902
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do ACSS2 humano (Q9NR19).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79kDa
Envio	Em saco de gelo