

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acss2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr19

Número do item: CM0026350

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACSS2 humano (acetil-CoA sintetase 2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dJ1161H23.1; ACSS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55902
GeneID	55902
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 462-701 do ACSS2 humano (NP_061147.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo