

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acss3 Para Wb E Elisa - Q9H6R3

Número do item: CM0015650

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACSS3 humano (Membro 3 da família de acil-CoA sintetase de cadeia curta, mitocondrial) validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACSS3 Coelho pAb
Observações/Apelido	ACSS3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79611
GeneID	79611
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-280 do ACSS3 humano (NP_078836.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6R3
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo