


Anticorpo Policlonado Anti-Proteína Anti-Ativadora 2 (Ap-2/Tfap2A) Para Wb, Elisa - P05549

Número do item: CM0016861



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao fator de transcrição humano AP-2-alfa (TFAP2A). Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de coelho para Proteína Ativadora 2 (AP-2/TFAP2A)
Observações/Apelidos	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7020
GeneID	7020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-200 da Proteína Ativadora 2 humana (AP-2/TFAP2A) (NP_003211.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05549
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo