


Anticorpo Monoclonal Anti-Caspase-3 Ativa Para Wb, Elisa - P42574

Número do item: CM0002467



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra a Caspase-3 ativa (CPP32, SCA-1). Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa em apoptose. Reage com humano. Peso molecular 32 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Caspase-3 ativa
Observações/Apelido	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3 Ativa
Espécie	Humano
GeneID (humano)	836
GeneID	836
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CASP3 humana (P42574).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42574
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo