


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Actl6A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Número do item: CM0012231



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ACTL6A humano (BAF53A), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em remodelação de cromatina, neurogênese e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ACTL6A Anticorpo mAb Coelho
Observações/Apelido	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	86
GeneID	86
Imunôgenio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-290 do ACTL6A humano (O96019)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O96019
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo