

Anticorpo Policlonal Anti-Actl6B (Baf53B) Para Wb/Ihc/If/Elisa - 094805

Número do item: CM0025789

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACTL6B (BAF53B) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa de remodelagem da cromatina e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTL6B pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNalpha; ACTL6B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51412
ID do Gene	51412
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ACTL6B humano (NP_057272.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94805
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo