


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Actn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Número do item: CM0017109



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à alfa-actinina-1 humana (ACTN1). Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de citoesqueleto, adesão celular e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTN1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BDPLT15; ACTN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	87
GeneID	87
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 da ACTN1 humana (NP_001123477.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P12814
Peso Proteico	103kDa
Envio	Saco de gelo