


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Actn2 Para Wb, If-P, Elisa - P35609

Número do item: CM0005516



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ACTN2 validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a estrutura do sarcômero e doenças musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTN2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOCOZ, ACTN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	88
ID do Gene	88
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ACTN2 humano (P35609)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35609
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Saco de gelo