

## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Actn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35609

Número do item: CM0028076



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACTN2 humano (alfa-actinina-2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em biologia muscular e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ACTN2 Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOC0Z; ACTN2                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 88                                                                                                                        |
| GeneID              | 88                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ACTN2 humano (NP_001094.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P35609                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 104 kDa                                                                                                                   |
| Remessa             | Saco de Gelo                                                                                                              |