

Anticorpo Monoclonal Anti-Actn3 Para Wb, If-P, Elisa - Q08043

Número do item: CM0003950



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a alfa-actinina-3 (ACTN3), adequado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; detecta uma proteína de 103 kDa. Útil para análise rápida de fibras musculares esqueléticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTN3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACTN3D; ACTN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89
GeneID	89
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-800 da ACTN3 humana (Q08043)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08043
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco de gelo