

Anticorpo Policlonal Anti-Actn3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q08043

Número do item: CM0018607



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACTN3 de alta qualidade para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta alfa-actinina-3 em humanos, camundongos e ratos; explora a ligação cruzada de actina nas fibras musculares esqueléticas rápidas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTN3 pAb de coelho
Observações/Alias	ACTN3D; ACTN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	89
GeneID	89
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 580-630 da ACTN3 humana (NP_001095.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08043
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Bolsa de gelo