


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Actr10 Para Wb E Elisa - Q9Nz32

Número do item: CM0017020



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ACTR10 humano (Arp11) para aplicações de WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de dineína/dinactina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTR10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Arp10; Arp11; ACTR11; HARP11; ACTR10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55860
GeneID	55860
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 218-417 do ACTR10 humano (NP_060947.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZ32
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de Gelo