

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Actr1A Para Wb, Elisa - P61163

Número do item: CM0030579



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ACTR1A otimizado para WB e ELISA. Validado em Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a alfa-centractina, um componente do complexo dinactina que ativa o transporte motor ao longo dos microtúbulos. Ideal para pesquisa do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTR1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARP1; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10121
GeneID	10121
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 187-376 do ACTR1A humano (NP_005727.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61163
Peso Proteico	43kDa
Envio	