

Anticorpo Policlonal Anti-Actr3B Para Wb E Elisa - Q9P1U1

Número do item: CM0027199

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ACTR3B para aplicações em WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. A proteína alvo atua na organização do citoesqueleto de actina e pode impactar a metástase tumoral. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTR3B Coelho pAb
Observações/Apelido	ARP11; ARP3BETA; ACTR3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57180
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 189-418 do ACTR3B humano (NP_065178.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P1U1
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo