

Anticorpo Policlonal Anti-Actrt3 Para Wb, Elisa - Q9Byd9

Número do item: CM0016980

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACTRT3 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato, detectando uma banda de 41 kDa. Para pesquisa de proteínas do citoesqueleto e nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACTRT3 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	ARPM1, ARP-T3, ACTRT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84517
ID do Gene	84517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 de ACTRT3 humano (NP_115876.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYD9
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo