


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acvr1 (Pab) Para Wb, Elisa - Q04771

Número do item: CM0026869



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACVR1 humano (receptor de activina tipo-1, ALK2) para western blot (WB) e ELISA. Imunógeno: proteína recombinante (aa 20-125). Detecta ACVR1 humano e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização BMP e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACVR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	90
GeneID	90
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-125 do ACVR1 humano (NP_001096.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q04771
Peso Proteico	57kDa
Envio	Em saco de gelo