

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acvr1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36896

Número do item: CM0006892



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ACVR1B humano (Receptor de activina tipo 1B, ALK4). Validado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa da via de sinalização da activina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | ACVR1B mAb de coelho                                                                                         |
| Observações/Apelidos | ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B                                                                          |
| Espécie              | Humano                                                                                                       |
| GeneID (humano)      | 91                                                                                                           |
| GeneID               | 91                                                                                                           |
| Imunógeno            | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ACVR1B humano (P36896). |
| Origem               | Coelho                                                                                                       |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                       |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                     |
| SWISS                | P36896                                                                                                       |
| Peso da Proteína     | 57kDa                                                                                                        |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                |