

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Acvr1B Para Wb, Elisa - P36896

Número do item: CM0028931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACVR1B humano (ALK4). Validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização de activina e da superfamília TGF- β .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACVR1B Coelho pAb
Observações/Apelido	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	91
ID do Gene	91
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-126 do ACVR1B humano (NP_004293.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P36896
Peso Proteico	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo