

Anticorpo Policlonais Anti-Acvr1C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ner5

Número do item: CM0014528

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ACVR1C (Activin receptor type-1C/ALK7). Testado em WB, IHC-P, ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre sinalização TGF-beta e função das células beta pancreáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACVR1C Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	130399
ID do Gene	130399
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-113 da ACVR1C humana (NP_660302.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NER5
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Bolsa de gelo