

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acvr2A Para Wb E Elisa - P27037

Número do item: CM0012045



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à ACVR2A humana, receptor de activina tipo 2A. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo das vias de sinalização do TGF-beta. - P27037.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado em KO] ACVR2A Rabbit mAb
Observações/Apelido	ACVR2; ACTRII; 2A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	92
GeneID	92
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ACVR2A humana (P27037)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P27037
Peso da proteína	58 kDa
Transporte	Bolsa de gelo