

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acvr2A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27037

Número do item: CM0022995



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ACVR2A de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com ACVR2A humano, de camundongo e de rato (58 kDa). Adequado para investigar a sinalização TGF- β /activina e a biologia dos receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho ACVR2A
Observações/Apelido	ACVR2; ACTRII; ACVR2A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	92
GeneID	92
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, de camundongo e de rato
SWISS	P27037
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo