


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acvr2B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13705

Número do item: CM0026089



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ACVR2B humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização de activina e aplicações de diagnóstico. Detecta proteína de 58kDa.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	ACVR2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIB; ACVR2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	93
ID do Gene	93
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do ACVR2B humano (NP_001097.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13705
Peso Proteico	58kDa
Remessa	Saco de gelo