


Anticorpo Monoclonal Anti-Acvrl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P37023

Número do item: CM0009825



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ACVRL1 (ALK1) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ACVRL1 humano, de camundongo e de rato. Essencial para estudar o desenvolvimento de vasos sanguíneos e a sinalização da superfamília TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACVRL1 mAb de coelho
Observações/Alias	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	94
GeneID	94
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 404-503 do ACVRL1 humano (P37023).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37023
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo