


Anti-Acvrl1/Alk1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P37023

Número do item: CM0022703



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ACVRL1 validado para WB e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante que visa o domínio intracelular do receptor ALK1 do TGF-beta, um regulador chave da angiogênese. 56 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ACVRL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	94
GeneID	94
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-503 do ACVRL1 humano (NP_001070869.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37023
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo