

Anticorpo Policlonais Anti-Acy1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03154

Número do item: CM0025343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACY1, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece ACY1 (aminoacilase-1) humano, de camundongo e de rato envolvido na hidrólise de N-acilaminoácido. Adequado para pesquisa de vias de degradação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACY1 pAb de coelho
Observações/Alias	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	95
GeneID	95
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-408 da ACY1 humana (NP_001185824.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03154
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de gelo