

Anticorpo Policlonal Anti-Acy1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03154

Número do item: CM0014263



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a aminoacilase-1 humana (ACY1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Regente central para estudos de hidrólise de ácidos N-acil-amino e metabolismo renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACY1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	95
ID do Gene	95
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-408 do ACY1 humano (NP_001185824.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03154
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo