


Anticorpo Policlonal Anti-Adam10 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14672

Número do item: CM0029841



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ADAM10 para Western blot, imunofluorescência/ICC, citometria de fluxo e ELISA. Reconhece ADAM10 humana e de rato, uma importante sheddase envolvida na neurobiologia, inflamação e cancro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM10 Rabbit pAb
Observações/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	102
GeneID	102
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 214-672 da ADAM10 humana (NP_001101.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	O14672
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)