

## Anticorpo Policlonal Anti-Adam11 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075078

Número do item: CM0015418

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ADAM11 humano (proteína 11 contendo domínio de desintegrina e metaloproteinase), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para estudos de neurociência sobre função sináptica e desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | pAb de coelho contra ADAM11                                                                                                  |
| Observações/Apelido | MDC; ADAM11                                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 4185                                                                                                                         |
| GeneID              | 4185                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-430 de ADAM11 humano (NP_002381.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | 075078                                                                                                                       |
| Peso da proteína    | 83 kDa                                                                                                                       |
| Transporte          | Gelo reutilizável                                                                                                            |