

Anti-Adam15 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13444

Número do item: CM0008672

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ADAM15 de alta qualidade para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos sobre adesão celular, cicatrização de feridas e metástase de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM15 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MDC15; ADAM15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8751
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 200-300 do ADAM15 humano (Q13444)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13444
Peso Proteico	55kDa/88kDa/89kDa/90kDa/93kDa
Envio	Saco de gelo