

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adam15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13444

Número do item: CM0029727

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ADAM15 para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA, reativo com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre cicatrização de feridas, adesão celular e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM15 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDC15; ADAM15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8751
GeneID	8751
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 540-700 do ADAM15 humano (NP_003806.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13444
Peso da Proteína	93kDa
Envio	Saco de gelo