

Anticorpo Policlonal Anti-Adam17 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78536

Número do item: CM0014788



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADAM17 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a liberação de TNF-alfa, a sinalização Notch e a inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ADAM17 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6868
GeneID	6868
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 700-824 de ADAM17 humano (NP_003174.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P78536
Peso da proteína	93kDa
Transporte	Bolsa de gelo