

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adam22 Para Wb, Elisa - Q9P0K1

Número do item: CM0013385



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ADAM22 humano (proteína contendo domínio desintegrina e metaloproteínase 22). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e glioma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	53616
GeneID	53616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 223-400 do ADAM22 humano (NP_004185.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0K1
Peso Proteico	100kDa
Envio	Saco de Gelo