

Anticorpo Policlonal Anti-Adam23 Para Wb, Elisa - 075077

Número do item: CM0014826

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para ADAM23 validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína não catalítica semelhante à metaloprotease envolvida na adesão celular, altamente expressa no cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM23 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MDC3; MDC-3; ADAM23
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8745
ID do Gene	8745
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-500 da ADAM23 humana (NP_003803.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075077
Peso da Proteína	92kDa
Transporte	Bolsa de gelo