

Anti-Adam28 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Ukq2

Número do item: CM0014538

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ADAM28 validado para Western blot e ELISA. Reage com ADAM28 humano e de camundongo, uma metaloproteinase desintegrina envolvida na migração de linfócitos e clivagem de domínios ectoplasmáticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM28 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10863
GeneID	10863
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-440 do ADAM28 humano (NP_055080.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UKQ2
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo