

Anticorpo Policlonal Anti-Adam33 Para Wb, Elisa - Q9Bz11

Número do item: CM0026267



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADAM33 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo a metaloprotease envolvida na angiogênese, proliferação celular e liberação de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM33 Coelho pAb
Observações/Apelido	C20orf153; DJ964F7.1; ADAM33
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80332
GeneID	80332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-700 do ADAM33 humano (NP_001269376.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZ11
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo