

Anti-Adam5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q6Nvv9

Número do item: CM0025792

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADAM5, uma metaloprotease putativa não catalítica altamente expressa no testículo, validada para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADAM5P; TMDCI; ADAM5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	255926
ID do Gene	255926
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do ADAM5 humano (Q6NVV9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6NVV9
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo