

Anti-Adam8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P78325

Número do item: CM0016886



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ADAM8 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com o ADAM8 de camundongo e rato. Ideal para investigar a extravasação de leucócitos, a atividade de metaloprotease e processos inflamatórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAM8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MS2; CD156; CD156a; ADAM8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	101
ID do Gene	101
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-300 do ADAM8 humano (NP_001100.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78325
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco de gelo