

Anticorpo Policlonal Anti-Adamts1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi8

Número do item: CM0016628



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADAMTS1 humano (METH1). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Peso molecular: 105kDa. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ADAMTS1 pAb de Coelho
Observações / Apelido	C3-C5; METH1; ADAMTS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9510
GeneID	9510
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 718-967 do ADAMTS1 humano (NP_008919.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHI8
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo