

Anticorpo Policlonal Anti-Adamts13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q76Lx8

Número do item: CM0026274



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ADAMTS13 humano (protease clivadora de vWF). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ADAMTS13 humano, de rato e camundongo. Reagente de pesquisa para estudos de hemostasia e doenças trombóticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAMTS13 Rabbit pAb
Observações/Alias	VWFPC; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Espécie	Humano
ID do Gene	11093
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-300 do ADAMTS13 humano (NP_620594.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q76LX8
Peso Proteico	154kDa
Remessa	Em saco de gelo