

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Adamts2 Para Wb, Elisa - O95450

Número do item: CM0017949

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ADAMTS2 de alta qualidade para Western blot e ELISA. Reage com ADAMTS2 humano e de rato, uma procologénio N-proteinase essencial para a montagem de fibrilas de colagénio. Adequado para investigação da matriz extracelular e tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAMTS2 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	NPI; PNPI; PCINP; PCPNI; PCI-NP; PC I-NP; ADAM-TS2; ADAMTS-2; ADAMTS-3; EDSDERMS; ADAMTS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9509
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1029-1213 do ADAMTS2 humano (O95450)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O95450
Peso Proteico	135kDa
Envio	Saco de gelo