


Anticorpo Policlonal Anti-Adamts5 Para Wb, Elisa - Q9Una0

Número do item: CM0024878



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ADAMTS5 humano (aggrecanase-2) para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reconhece ADAMTS5 humano, de camundongo e de rato, com um peso molecular de aproximadamente 101 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAMTS5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ADAMTS5; ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2; ADAM-TS11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11096
GeneID	11096
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 601-700 do ADAMTS5 humano (NP_008969.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNA0
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco com gelo