


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Adamts5 Para Wb E Elisa - Q9Una0

Número do item: CM0005631



introdução

Este anticorpo monoclonal recombinante de coelho visa o ADAMTS5 humano (agrecanase-2) com reatividade cruzada para camundongo, validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de degradação da matriz extracelular, remodelação tecidual e função de proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ADAMTS5 Rabbit mAb
Observações/Alíase	ADMP-2; ADAM-TS5; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADAM-TS 5; ADAMTS-11; ADAM-TS 11; ADAMTS5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11096
GeneID	11096
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 601-700 do ADAMTS5 humano (NP_008969.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UNA0
Peso Proteico	102 kDa
Envio	Saco de gelo